



# Aligner Supplies & Burs / Produits pour Aligneurs & Fraises



# STRIPPING

## DENTASONIC DSPK-2



- with more items**
- + 8 Strip
  - + 2 Debonding polishers
  - + Stery Strip Holder
  - + 2 CombiStrip
  - + 1 BioMin Remineralization toothpaste

**Silent hand piece, no vibration.**  
**Internal water cooling and interchangeable head**

## DENTASONIC CORDLESS IPR-EVO MOTOR

**IPR-EVO1**



### REFILL DENTASONIC STRIPS

	DIASTRIP		Double Sided		Single Sided		
	DiaStrip 5 pcs	0.10 mm, 15 micron	DSM-01-5	DSM-01R-5	Right	DSM-01L-5	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.20 mm, 25 micron	DSM-02-5	DSM-02R-5	Right	DSM-02L-5	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.30 mm, 40 micron	DSM-03-5	DSM-03R-5	Right	DSM-03L-5	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.40 mm, 60 micron	DSM-04-5	-	Right	-	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.50 mm, 60 micron reduction	DSM-05-5	-	Right	-	Left
	Diamant on resin	0.40 mm, 60 micron reduction	RDS-04-12	-	Right	-	Left

	DIASTRIP SAW & DIAMOND		Double Sided
	DiaSaw 5 pcs	0.10 mm, 15 micron	DSS-01-5
	DiaSaw 5 pcs	0.20 mm, 25 micron	DSS-02-5

	POLISTRIP		Double Sided
	PoliStrip 12 pcs 0.20mm		RPS-9
	PoliStrip 12 pcs 0.25mm		RPS-15



## DENTASONIC BASIC SET ALIGNER DSG4A-204

Basic introduction IPR set with strips, gauge.  
 Water cooled Hand Piece.

Content:

- DSS-01, 1x DSM-02, 1x DSM-03, 1x DSM-04, 1x DSM-05, 2 sides, 3X RPS-15
- 1x DSG-204 Twist water-cooling HP, 4:1, STROKE 1,1mm 1x MG-06, Measuring gauge with 6 thicknesses: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm
- 1 extraction tip + 1 Spray nozzle
- 1x Water hole needle, 1x HP Instruction booklet, 1x Worldwide Warranty 1x IFU, Instructions for use

## ALIGNER DIASTRIP SET

**DSA-S5** - 5pcs

- 1x 0.1 mm - 1x 0.15 mm
- 1x 0.2 mm - 2x PoliStrip



## DENTASONIC STERYSTRIP

**ST-6** Stainless Steel Strip Holder for 6 strips or burs (empty)



## DENTASONIC SS MEASURING GAUGE

**MG-6** 6 thicknesses (0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm)













## AIRO STRIPS

An innovative interproximal reduction system that makes interproximal enamel removal safer and more accurate without creating sharp corners or subgingival ledges. Designed for use with all orthodontic treatments, these strips curve and flex along the natural contours of the teeth to avoid cutting lips and gums, to prevent excessive enamel removal, and to maximise patient comfort.

- Stainless steel strips with high quality diamond powder
- Medical grade plastic casing
- Single-handed, ergonomic design reduces hand fatigue
- Effective for anterior teeth and easy access to posterior areas
- User and patient friendly
- Autoclavable up to 140°C (steam heat only)



	Yellow IPR 0.06mm Single-Sided, Extra-Fine Diamond Serrated. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0900</b>
	Red IPR 0.12mm Double-Sided Medium Diamond. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0901</b>
	Dark Blue IPR 0.15mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0902</b>
	Green IPR 0.20mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0903</b>
	Clear IPR 0.10mm Single-Sided Medium-Fine Diamond, Serrated. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0904</b>
	Cyan IPR 0.12mm Single-Sided Medium-Coarse. Diamond. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0905</b>
	Purple IPR 0.25mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0906</b>
	Brown IPR 0.30mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	<b>DB05-0907</b>
	Intro pack (1 of each colour). Sold in pack of 8.	<b>DB05-0908</b>
	Incremental Thickness Gauge (Set of 6) Stainless Steel - 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5mm. Sold individually.	<b>DB05-0915</b>

# STRIPPING

## INTERPROXIMAL DIAMOND BUR

**8392.314.016**  
Diamond Bur FG  
Pack of 5 pcs



## DIAMOND BUR

**852.204.037**  
Contre-Angle/Hoekstuk  
Pack of 5 pcs



**8833.314.031** Diamond bur FG  
8833/031 - Pack of 5 pcs  
Friction grip

## KOMET BUR



Diamond bur RA  
Pack of 5 pcs  
**801.204.023**  
**801.204.029**  
**801.204.035**

## KOMET SMOOZIES

**4688STRA** Ook beschikbaar in plastic holder / Aussi disponible avec support en plastic (TD3307)



## STRIPPING DISC CFR. ZACHRISSON

**8934A.900.100** 10mm diamond disc  
**8934A.900.140** 14mm diamond disc  
**8934A.900.180** 18mm diamond disc  
**8934A.900.220** 22mm diamond disc

Pack of 1 pc




Mandrel for Zachrisson disc  
**303.204.050**

Pack of 6 pcs

## DIAMOND STRIPPING DISC DOUBLE-SIDED

**911H.204.140**  
Medium Grain Double Sided  
- 14 mm diam  
**911H.204.180**  
Medium Grain Double Sided  
- 18 mm diam


Pack of 1 pc



## HORICO STRIPS

**DB05-0324B** Enamel Stripper Blade 4mm Double Sided  
**DB05-0324S** Enamel Stripper Blade 4mm Single Sided  
**DB05-0328D** Enamel Stripper Blade 6mm Double Sided  
**DB05-0328S** Enamel Stripper Blade 6mm Single Sided

Pack of 12 pcs



## DIAMOND STRIP SINGLE SIDED

**WS25** Medium 45µm (blue)  
**WS25F** Fine 30µm (red)  
**WS25EF** Extr-Fine 15µm (yellow)  
**WS25A** Starterkit 5 strips/type



# ALIGNER SUPPLIES

## ORTHO EASE CHEWIES

**DB04-4231**

Aligner Chewies  
plain unscented (2 x 10 pcs)

**DB04-4230**

Aligner Chewies  
Mint (2 x 10 pcs)



## ORTHO EASE RETRIEVERS

**DB04-4220** - 10 pcs



## ALIGNER REMOVERS

**700-640** - 12 pcs



## MINI-MOLD SYSTEM

**700-100M+** Starterkit

Kit includes: 24 Mini-Mold tips (3 of each style),  
2 tip handles, detailed step-by-step instructions.



**Bite Ramp**

**700-117** 3mm  
8 tips, 1 handle  
**700-117L** 5mm  
8 tips, 1 handle



**Button**

**700-004**  
10 tips,  
1 handle



**Habit Control**

**700-116**  
10 tips,  
1 handle



**Molar Pad**

**700-007**  
10 tips,  
1 handle

## IXION ALIGNER PLIER



**Aligner Kit IX886**

this kit contains


- IX887 Torque plier
- IX888 Rotation plier
- IX889 Retention plier
- IX891 Hole Punch plier
- IX890 Tear Drop plier

# ALIGNER PLIERS

## IX887

### The Torque Aligner Plier

The IX887 creates a horizontal indentation (0.75 x 1.5mm), creating a force point for individual lingual or labial root torque.



## IX892

### Ixion Aligner Scissors


These lightweight scissors are used for removing excess thermoformed material, and for the smooth trimming and shaping of aligners. Their streamline design, graduated curve and tapered beak makes for easy use - even in tight areas.



## IX889

### The Retention Aligner Plier


to create a circular indentation (1mm).



## IX888

### The Rotation Aligner Plier


The IX888 creates a vertical indentation / force point (0.75 x 1.5mm) on the tooth surface to optimise tooth rotation.



## IX891

### The Hole Punch Plier


Creates a half-circle cut-out in the aligner to give clearance for bonded buttons, tubes or brackets with hooks for elastics.



## IX890

### The Tear Drop Plier

Create a cut at the gingival margin, anywhere along the arch - buccally, labially or lingually - to conveniently hold elastics in place while the aligner is placed in the mouth.



# ALIGNER SUPPLIES

## G-PREMIO BOND

- Stabiele hechting op glazuur, dentine, composiet, edele en non-edele legeringen, zirkonium en alumina.

- 012694

- Composition unique permettant une adhésion élevée sur tous les substrats indirects (composites, métaux précieux et non précieux, alumine, zircone...)

- 012694



## GC ALIGNER CONNECT™

### Specifically formulated for aligner attachments

Als eerste in de industrie is GC Aligner Connect speciaal ontwikkeld voor orthodontische aligner attachments. GC Aligner Connect biedt een verbeterde esthetiek, imiteert de glazuur kleurschakeringen van de tand en heeft een hoge duurzaamheid, die slijtage op lange termijn of mogelijke loslating beperkt tijdens de behandeling. Kan gebruikt worden in combinatie met de G-premio Bond, Ortho Solo of Assure.

90-4100-0000 GC Aligner connect - 1 syringe 3,4g with 20 tips

### Composite développé pour les traitements par gouttières

La résine composite généralement utilisée pour créer des taquets ne répond pas aux impératifs des traitements par gouttières d'alignement. Aucune résine existante sur le marché n'a spécialement été créée pour cette application. GC Aligner Connect a été développé dans ce sens, afin d'apporter une réponse esthétique par mimétisme de la teinte de la dent et limiter l'usure et les risques de décollement grâce à sa grande résistance. L'adhésion à l'émail se fera par l'intermédiaire d'un agent de collage photopolymérisable (ex: G-premio Bond, Ortho Solo, Assure, etc...). Suivre les instructions de l'agent de collage.

90-4100-0000 GC Aligner connect - 1 syringe 3,4g with 20 tips



## PERFECT-A-SMILE

### Perfect-a-Smile, een pontic verf voor aligners

Is een licht uithardende pasta in 3 tinten die op elk type aligner kan worden aangebracht om een ruimte of een ontbrekende tand te maskeren.

### Perfect-a-Smile, une peinture pontique pour les gouttières.

Une pâte photopolymérisable en 3 teintes qui peut être appliquée sur tout type de gouttière pour masquer un espace ou une dent manquante.



**PPA2**  
Shade A2 - 4gm  
**PPA35**  
Shade A3.5 - 4gm  
**PPAB1**  
Shade B1 - 4gm

## GOTO

is een lichtuithardende lijm met superieure verwerkingseigenschappen.

### Klinische toepassingen

- Hechting van bracket en tube
- Bevestigen van vaste linguale retainers
- Hecht alle metalen, keramische en composiet attachments
- UV-lichtgevend middel - fluoresceert op de tand

est un adhésif à réticulation légère avec des propriétés de manipulation supérieures.

### Applications cliniques

- Collage brackets et de tubes
- Collage d'un appareil de rétention linguale fixe
- Collage de tous les attachments en métal, céramique et composite
- Agent de divulgation UV - fluorescent sur la dent



# BUTTONS

## CERAMIC BUTTONS

FCB-00-01- 10 pcs



## CERAMIC HOOKS

FCB-00-01HK- 10 pcs



## COMPOSITE BUTTONS

270-204- 10 pcs



## TOMAS® ALIGNER HOOK

UL/LR: 302-021-00

UR/LL: 302-021-10

Each pack contains 10 pcs



## POWER ARMS

Right L4783

Left L4784

Each pack contains 10 pcs



### BONDABLE Buttons

P/N



Flat base

42-0020-0000



Curved base

42-0010-0000

### BONDABLE Cleats

P/N



Flat base

42-0060-0000



Curved base

42-0050-0000




Eyelet

42-0070-0000

### SURGICAL Buttons

P/N



Curved base

42-0030-0000



Flat base

42-0040-0000

10 stuks/verpakking - 10 pcs/emballage

# ELASTICS



Force/Size	EXTRA-ORAL			
	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240,98g)
3 mm (1/8")	85-0321-2000 <b>Harp</b>	85-0331-2000 <b>Xylophone</b>	85-0341-2000 <b>Tuba</b>	-
4 mm (3/16")	85-0421-2000 <b>Tambourine</b>	85-0431-2000 <b>Piano</b>	85-0441-2000 <b>Trumpet</b>	85-0461-2000 <b>Trombone</b>
4 mm (3/16") non latex	-	85-0430-2000 <b>Jazz</b>	85-0440-0000 <b>Rock-n-Roll</b>	-
6 mm (1/4")	85-0621-2000 <b>Oboe</b>	85-0631-2000 <b>Flute</b>	85-0641-2000 <b>Baritone</b>	85-0661-2000 <b>French Horn</b>
6 mm (1/4") non latex	-	85-0630-0000 <b>Hip-Hop</b>	85-0640-0000 <b>Classical</b>	- -
8 mm (5/16")	85-0821-2000 <b>Cello</b>	85-0831-2000 <b>Clarinet</b>	85-0841-2000 <b>Saxophone</b>	85-0861-2000 <b>Guitar</b>
10 mm (3/8")	85-1021-2000 <b>Cymbals</b>	85-1031-2000 <b>Tympani</b>	-	85-1061-2000 <b>Violin</b>

# DEBONDING BURS

## TUNGSTEN CARBIDE BURS

**Flame shaped - for removing bonding**  
Pack of 5 pcs



	
Friction Grip/Turbine	Contre-Angle/Hoekstuk
H282K-314-014	H282K-204-014

## TUNGSTEN CARBIDE BURS

**Ball shape - for removing bonding**  
Pack of 5 pcs



	
Friction Grip/Turbine	Contre-Angle/Hoekstuk
H379-314-018 H379-314-023	H379-204-018 H379-204-023

## DIAMOND BURS

Friction Grip/Turbine **909.314.040**  
Contre-angle/Hoekstuk **909.204.040**  
Pack of 5 pcs



## MEISINGER POLISHER FLAME

**Ceramic Abrasive**  
Contre-Angle/Hoekstuk **655.204.288**  
Pack of 5 pcs



## DEBONDING POLISHER

**Contre-Angle/Hoekstuk**  
**DB-R20** Dentasonic Refill Cup - 6 pcs  
**DB-R21** Dentasonic Refill Point - 6 pcs




## STAINBUSTER

De innovatieve composiet boor van zirconium glasvezel, heeft een constante abrasieve kracht voor het verwijderen van cementresten, tandsteen en vlekken op het oppervlak. Dit alles zonder schade aan het glazuur, keramiek of zachte weefsels.

Une fraise, en composite et zirconium fibre de verre pour éliminer les résidus de ciment, de tartre et les taches de surface. Sans endommager l'émail, aux céramiques ou aux tissus mous.

**STANDARD: LENGTH 25 MM**



**100003763** Stainbusters Standard RA-2502  
**100004211** Stainbusters Standard RA-2501  
**100004747** Stainbusters Standard RA-2503  
**100004748** Stainbusters Standard RA-2504  
Pack of 6 pcs

**JUMBO: LARGE HEAD**



**100000646**  
Stainbuster Jumbo RA-4002

# RETENTION

## STAINLESS STEEL ORTHO-FLEXTech

270-108SS



## STRAIGHT 8

- Standard version **DB22-0458**
- Nickel free **DB22-0460**
- Sold in 6" length packs of 10



## BOND A BRAID 2

78-L000-0000



## GC ORTHO ETCHING GEL

- 2 spuitjes/seringues 4,8g, 40 tips/embouts
- **90-1400-0000**



## GC ORTHO CONNECT FLOW

Light Cure Adhesive for lingual retainers, stops and aligners attachments

- One step systeem!
- Incl. metal primer
- Te bewaren op kamertemperatuur!
- Lichtuithardend
- 2 spuitjes van 2,7g + 30 dispensing tips + 2 light protective covers
- **90-3100-0000**
- **30 tips 90-2507-P302**

- 
- One step systeem!
  - Incl. primer (déjà intégré dans la pâte)
  - À conserver à température ambiante
  - Photopolymérisable
  - 2 seringues de 2,7 g + 30 embouts de distribution + 2 caches lumière
  - **90-3100-0000**
  - **30 embouts 90-2507-P302**





## Wire bending machine for your fixed retainer

### BENDER II

**Fixed  
retainer  
in 10 min.**

**CONTACT US  
FOR MORE  
INFORMATION  
OR A DEMO**



#### Tijdbesparend

Geen tweede bezoek voor het kleven van een retainer

#### Gain de temps

Pas de deuxième visite pour le collage d'un fil de contention



#### Kostenbesparend

Geen gips meer en ook geen labokosten meer

#### Réduction des coûts

Plus de plâtre et plus de frais de laboratoire



#### 2 bezoeken in 1 keer

Debondeer de brackets en plaats de retainer 10 à 15 min later

#### 2 visites en 1 fois

Débagué les brackets et placez le fil de contention après 10 à 15 min

\* 2 jaar garantie


\* garantie 2 ans

Afmeting/Taille: 400x245x285mm


Gewicht/Poids: 16kg

Model	Shape	Type SS	Size	Size
Ben-II-O round type		Twisted SS	0.0175	0.0195
		Solid SS	<b>545-745-00</b>	<b>545-750-00</b>
			0.0175	0.0195
		<b>535-045-00</b>	<b>535-002-00</b>	
Ben-II-O rectangle type		Rectangle SS	0.016x0.022	-
		Square SS	<b>537-310-00</b>	-
			0.016x0.016	-
		<b>537-340-00</b>		

### Sneller en efficiënter met de Bender II / Plus rapide et efficace avec le Bender II



3D scanning (3min)  
Numérisation 3D (3min)




Ontwerp van de draad (2min)  
Conception du fil (2min)




Plooiën van de draad (5min)  
Pliage du fil (5min)


### Gemakkelijk en eenvoudig met de software FixR & BendR / Simple et facile avec le logiciel FixR & BendR



Geef 3 punten aan  
Indiquez 3 points



Ontwerp door de FixR  
Design par le FixR



Plooiën door de BendR  
Pliage par le BendR