

Lijmen/Colles



GC ORTHO CONNECT

Light Cure Adhesive for brackets

- One step systeem!
- Incl. primer (deze zit reeds in de pasta)
- Te bewaren op kamertemperatuur !
- Lichtuithardend
- 2 spuitjes van 2,9 g + 4 dispensing tips + 2 light protective covers
- **90-1100-0000**

-
- One step systeem!
 - Incl. primer (déjà intégré dans la pâte)
 - À conserver à température ambiante
 - Photopolymérisable
 - 2 seringues de 2,9 g + 4 embouts de distribution + 2 caches lumière
 - **90-1100-0000**



GC ORTHO CONNECT FLOW

Light Cure Adhesive for lingual retainers, stops and aligners attachments

- One step systeem!
- Incl. metal primer
- Te bewaren op kamertemperatuur!
- Lichtuithardend
- 2 spuitjes van 2,7g + 30 dispensing tips + 2 light protective covers
- **90-3100-0000**
- **30 tips 90-2507-P302**

-
- One step systeem!
 - Incl. primer (déjà intégré dans la pâte)
 - À conserver à température ambiante
 - Photopolymérisable
 - 2 seringues de 2,7 g + 30 embouts de distribution + 2 caches lumière
 - **90-3100-0000**
 - **30 embouts 90-2507-P302**



GC ORTHO ETCHING GEL

- 2 spuitjes/seringues 4,8g, 40 tips/embouts
- **90-1400-0000**



GC FUJI ORTHO BAND LC

- Lichtuithardend glasionomeer pasta-pasta versie
- Blauwe kleur
- Bevat fluoride
- Uitstekende hechting ook in een vochtige omgeving
- **003105 : 2 x 13,3 g cartridge**
- **001573 : 1x Paste Pak Dispenser**
- **900549 : 20x Mixing Tips LC**



- Verre ionomère photopolymérisable en pâte/pâte pour le scellement des bagues
- Libération élevée de fluor
- Couleur Bleue
- Excellente adhésion, même dans un environnement humide
- **003105 : 2 x 13,3 g cartridge**
- **001573 : 1x Paste Pak Dispenser**
- **900549 : 20x Mixing Tips LC**

GC FUJI ORTHO BAND

- Idem als de Fuji Ortho Band LC maar is chemisch uithardend
- **001888 : 2x 13,9g cartridges**
- **001573 : 1x Paste Pak Dispenser**

- Même chose que le Fuji Ortho Band LC, mais autopolymérisable.
- **001888 : 2x cartouches de 13,9g**
- **001573 : 1x Distributeur de pâte**



GC ALIGNER CONNECT™

Specifically formulated for aligner attachments

Als eerste in de industrie is GC Aligner Connect speciaal ontwikkeld voor orthodontische aligner attachments. GC Aligner Connect biedt een verbeterde esthetiek, imiteert de glazuur kleurschakeringen van de tand en heeft een hoge duurzaamheid, die slijtage op lange termijn of mogelijke loslating beperkt tijdens de behandeling. Kan gebruikt worden in combinatie met de G-premio Bond, Ortho Solo of Assure.

90-4100-0000 GC Aligner connect - 1 syringe 3,4g with 20 tips

Composite développé pour les traitements par gouttières

La résine composite généralement utilisée pour créer des taquets ne répond pas aux impératifs des traitements par gouttières d'alignement. Aucune résine existante sur le marché n'a spécialement été créée pour cette application. GC Aligner Connect a été développé dans ce sens, afin d'apporter une réponse esthétique par mimétisme de la teinte de la dent et limiter l'usure et les risques de décollement grâce à sa grande résistance. L'adhésion à l'émail se fera par l'intermédiaire d'un agent de collage photopolymérisable (ex: G-premio Bond, Ortho Solo, Assure, etc...). Suivre les instructions de l'agent de collage.

90-4100-0000 GC Aligner connect - 1 syringe 3,4g with 20 tips



GC ESSENTIA LoFlo 900741 HiFlo 900739

- Lichtuithardende radiopake universele composiet
- Ideaal om te restaureren en om retentiedraden te klevan
- Beschikbaar in 1 universele kleur
- 1 spuit 2ml (3,4g) + 20 Dispensing Tips III Plastic

- Un composite photopolymérisable
- Pour les restaurations postérieures ainsi que pour le collage de fils de contention
- Une teinte universelle
- 1 seringue 2ml/(3,4g) + 20 embouts



G-PREMIO BOND

- Stabiele hechting op glazuur, dentine, composiet, edele en non-edele legeringen, zirkonium en alumina.

- **012694**

- Composition unique permettant une adhésion élevée sur tous les substrats indirects (composites, métaux précieux et non précieux, alumine, zircone...)

- **012694**



GC MI PASTE PLUS & GC MI VARNISH

Weg met de white spots. Met de GC MI Paste Plus en de MI Varnish beschermt u uw patiënt!

De combinatie van fluoride, calcium en fosfaat vormt een sterke bescherm laag. De neutrale pH-waarde van 6,6 maakt het tandglazuur beter bestand tegen zuren en verhindert demineralisatie.

GC Mi Paste Plus: **462886 aarbeï - 462621 munt**

GC Mi Varnish: **900749 aardbei - 900750 munt**

Finì avec les white spots! Avec GC MI Paste Plus et MI Varnish, vous pouvez protéger votre patient.

L'association du fluorure, du calcium et des phosphates forme une forte couche protectrice. La valeur de pH neutre de 6.6 rend l'émail des dents plus résistant aux acides et empêche la déminéralisation.

GC Mi Paste Plus: **462886 fraise - 462621 menthe**

GC Mi Varnish: **900749 fraise - 900750 menthe**



GC TRI PLAQUE ID GEL

Plaquedetectie !

Breng de GC Tri Plaque ID Gel op het tandoppervlak aan met een micropenseel of wattenstaafje.

De kleur van de gel geeft het volgende weer:

- Roze of rood: nieuwe plaque
- Blauw of paars: oude plaque van minstens 48 uur oud
- Lichtblauw: oude en sterk zuur producerende plaque

- **004273**

Gel révélateur de plaque !

Appliquez GC Tri Plaque ID Gel sur les surfaces de la dent avec un instrument adapté (microbrosse, tampon ou brosse à dent).

Identifier la plaque en observant la couleur du gel

- Rose ou rouge: plaque fraîche
- Bleu ou violet: plaque mature (vieille d'au moins 48 heures)
- Bleu clair: plaque mature et produisant une forte quantité d'acides

- **004273**



1ST & FINAL ORTHODONTIC PROPHY PUMICE 600-999

1st & Final is een orthodontisch puimsteen ontworpen voor het polijsten van glazuur.

- Voorgemengd en voorverpakt voor ultiem gemak.
- Voorverpakt - inclusief 200 steriele cups voor individueel gebruik door de patiënt
- Voorgemengd - gewoon openen en aanbrengen met de prophy cup
- Geen toegevoegde chemicaliën - geen smaakstoffen, fluoride of oliën

1st & Final est une pierre ponce orthodontique conçu pour le polissage de l'émail.

- Pré-emballé - incluant 200 gobelets stériles pour un usage individuel du patient
- Pré-mélangé - il suffit d'ouvrir et d'appliquer
- Aucun produit chimique ajouté - sans arômes, sans fluor et sans huiles



ULTRA BAND-LOK BLUE

- Voor het cementeren van banden
 - Kan gebruikt worden voor occlusal build ups
 - Blauwe kleur
 - Bevat fluor
- 600-647**

- Pour la cimentation des bagues
 - Peut être utilisé pour les surévaluation occlusales
 - Couleur bleue
 - Contient fluor
- 600-647**



LUERLOK ULTRA BANDLOK BLUE 600-640S

- 5 g syringe
- Enkelvoudig pasta systeem
- Licht Geactiveerd
- Harsbasis Glas-Ionomeer
- Cement voor alle doeleinden
- Hecht op metaal
- Geeft veel fluoride af
- Blauwe tint
- Hecht op metaal
- Inclusief 1 Luerlok Ultra Bandlok Blue 5g spuit en 5 tips

- Seringue de 5 g
- Système à pâte unique
- Activation par la lumière
- Verre ionomère à base de résine
- Ciment tout usage
- Adhère au métal
- Dégage beaucoup de fluorure
- Teinte bleue
- Comprend 1 seringue Luerlok Ultra Bandlok Bleu de 5g et 5 embouts



ALPHA-ETCH37

- 37% fosforzuur
 - Blauwe Etsgel, 50 g - Dental Technologies
 - Gelijkmatic opruwen van de tand
 - Gemakkelijk af te spoelen
 - Incl. wegwerpspuiten
 - 2 spuiten van 25 ml
- 02-0065**

- 37% d'acide phosphorique
 - Gel de mordantage bleu, 50 g - Technologies dentaires
 - Rugosité régulière de la dent
 - Facile à rincer
 - Y compris les seringues jetables
 - 2 seringues de 25 ml
- 02-0065**



T.K.O. COMPOSITE BITE TURBO GEL PINK 600-058

- Quick light cure acrylic repair
- Gentle impact Resin Matrix (great for occlusal build ups)
- Needle tip dispensing for accurate and ergonomic placement
- Will not wear opposing tooth structure. Relatively easy to remove at the end of treatment.
- Used in both lab and chairside settings
- Pink shade to contrast enabel
- Contains one 3,4g TKOP syringe with 5 tips



ASSURE PLUS

600-002



ETCHANT LIQUID

9g 600-312



PORCELAIN CONDITIONER

8cc 600-704



BARRIER GEL

- 3cc bottle
600-314



PORC-ETCH

- Porcelain etching gel (7g)
- Includes 3cc barrier gel
600-228



MICRO APPLICATOR BRUSHES

- Regular (2.0mm) – Silver
- 100/box
320802



BENDABLE BRUSH APPLICATOR

- Regular
- 144/box
204002



ORTHOBOX

Made in France



OB-PS-001
OrthoBox



OB-S-REC-001
Rebond OrthoBox



72H
IN ADVANCE

OrthoBox
DENTAL by accante®

Een innovatief systeem voor voorgelijmde brackets

Dankzij de Orthobox kan u uw brackets klaarmaken voor elke tandenboog, "pincette + bracket + lijm". Dit proces brengt verschillende voordelen met zich mee, zoals de mogelijkheid om uw gebruikelijke brackets voor te lijmen met de lijm van uw keuze en om de brackets alleen te kleven zonder de hulp van uw assistent(e).

2 goede redenen om deze OrthoBox in uw praktijk te gebruiken.



KLEEF ALLEEN ZONDER DE HULP VAN UW ASSISTENT(E) !

U hoeft geen assistent(e) naast u te hebben tijdens het kleven. De assistent(e) maakt uw brackets met de lijm van uw keuze klaar van tevoren. Dankzij het ergonomische systeem van de OrthoBox zijn de voorgelijmde brackets beschermd tegen het licht.

U werkt autonoom met deze OrthoBox!



BESPAAR TIJD VOOR UZELF EN UW ASSISTENT(E)

Met assistent(e)

Als u wordt bijgestaan door uw assistent(e), zal u nu even snel alleen kunnen werken dankzij de OrthoBox. U wint tijd en uw assistent(e) zal een gemiddelde van 20 minuten winnen om andere taken uit te voeren. Een tijdwinst van 5 min voor u als Orthodontist en +/- 20 min voor uw assistent(e) per plaatsing van brackets

Zonder assistent(e)

Als u al de gewoonte heeft om alleen te kleven, dan zal u ongeveer 5 min winnen tijdens de plaatsing.

Un système innovant de brackets préencollés

L'Orthobox permet une préparation avancée, "précelle + bracket + colle" pour chaque arcade. Ce procédé apporte plusieurs avantages comme par exemple la possibilité de choisir d'encoller vos brackets habituelles avec la colle de votre choix et de coller aisément seul au fauteuil.

2 bonnes raisons d'adopter l'OrthoBox dans votre cabinet



COLLEZ DÉSORMAIS SEUL AU FAUTEUIL !

Plus besoin d'une assistant(e) à côté de vous pendant le collage. L'assistant(e) prépare vos précelles préencollées (brackets + colle de votre choix) à l'avance. Grâce au système ergonomique de l'OrthoBox les précelles préencollées sont à l'abri de la lumière.

Vous travaillez de manière autonome avec l'OrthoBox!



GAGNEZ DU TEMPS POUR VOUS ET VOTRE ASSISTANT(E) !

Avec assistent(e)

Si vous aviez l'habitude d'être secondé, vous collez maintenant aussi rapidement seul, qu'auparavant avec votre assistent(e) qui gagne ainsi, en moyenne, 20 minutes à consacrer à d'autres tâches. Un gain de temps de 5 min pour vous et de 20 min pour votre assistent(e) pour 1 collage!

Sans assistent(e)

Si vous aviez déjà l'habitude de coller seul, vous gagnez environ 5 minutes.

SCANDEE RETRACTOR

5054 Scandee Lipretr.
Medium - PC - Clear - 1 pc
5055 Scandee Lipretr.
Large - PC - Clear - 1 pc
5066 Scandee Lipretr.
Medium - PP - Opaque - 1 pc
5076 Scandee Lipretr.
Small - PP - Opaque - 1 pc



EXPANDO CHEEK RETRACTOR

600-049 Assortment (1 of ea.)
600-050 Adult (2/pk)
600-051 Pedo (2/pk)
600-052 Teen (2/pk)



NOLA DRY FIELD SYSTEMS

300-400 Small
300-401 Large



EXPANDO CHEEK RETRACTOR

07-0254 Small
07-0255 Medium
07-0256 Large



BONDING LED LIGHT

MINI LED ORTHO 2

F05220

Satelec MiniLed Ortho II
incl. 1 batterie

F05211

Satelec Batterie MiniLed II

- Power: 3000mW/cm²
(Ø5.5mm light guide)
- 15 patients
- Customizable signal: An alert
(beep, micro-flash, mixed or no
alert) prompts the user to move
to the next curing position every
4 sec.
- Time 4, 8, 12 and 32 sec.



GC D-LIGHT PRO LED CURING LIGHT

901412

GC D-Light Pro LED Curing Light
incl. 2 batteries

- Power: 1400mW/cm² (Ø8mm light guide)
- Time 20 sec.
- Dual wavelength LED curing light, blue and violet
LED. The Detection (DT) mode is based solely on
the violet LED and so presents only one peak in its
spectrum. Its aim is not to polymerise materials but
to help you visualise bacterial activity and fluores-
cent materials.
- Also visualisation of active plaque. The first curing
light that can be fully autoclaved after its electronic
components have been removed from the hand-
piece, ensuring optimal hygiene for all your special
cases.



GC

Imperial