



Aligner Supplies & Burs / Produits pour Aligneurs & Fraises



STRIPPING

DENTASONIC DSPK-2



with more items
 + 8 Strip
 + 2 Debonding polishers
 + Stery Strip Holder
 + 2 CombiStrip
 + 1 BioMin Remineralization toothpaste

Silent hand piece, no vibration.
Internal water cooling and interchangeable head

DENTASONIC CORDLESS IPR-EVO MOTOR

IPR-EVO1



REFILL DENTASONIC STRIPS

	DIASTRIP		Double Sided		Single Sided		
	DiaStrip 5 pcs	0.10 mm, 15 micron	DSM-01-5	DSM-01R-5	Right	DSM-01L-5	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.20 mm, 25 micron	DSM-02-5	DSM-02R-5	Right	DSM-02L-5	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.30 mm, 40 micron	DSM-03-5	DSM-03R-5	Right	DSM-03L-5	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.40 mm, 60 micron	DSM-04-5	-	Right	-	Left
	DiaStrip 5 pcs	0.50 mm, 60 micron reduction	DSM-05-5	-	Right	-	Left
	Diamant on resin	0.40 mm, 60 micron reduction	RDS-04-12	-	Right	-	Left

	DIASTRIP SAW & DIAMOND		Double Sided
	DiaSaw 5 pcs	0.10 mm, 15 micron	DSS-01-5
	DiaSaw 5 pcs	0.20 mm, 25 micron	DSS-02-5

	POLISTRIP	Double Sided
	PoliStrip 12 pcs 0.20mm	RPS-9
	PoliStrip 12 pcs 0.25mm	RPS-15



DENTASONIC BASIC SET ALIGNER DSG4A-204

Basic introduction IPR set with strips, gauge.
 Water cooled Hand Piece.

Content:

- DSS-01, 1x DSM-02, 1x DSM-03, 1x DSM-04, 1x DSM-05, 2 sides, 3X RPS-15
- 1x DSG-204 Twist water-cooling HP, 4:1, STROKE 1,1mm 1x MG-06, Measuring gauge with 6 thicknesses: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5mm
- 1 extraction tip + 1 Spray nozzle
- 1x Water hole needle, 1x HP Instruction booklet, 1x Worldwide Warranty 1x IFU, Instructions for use

ALIGNER DIASTRIP SET


DSA-S5 - 5pcs

- 1x 0.1 mm - 1x 0.15 mm
- 1x 0.2 mm - 2x PoliStrip




DENTASONIC STERYSTRIP

ST-6 Stainless Steel Strip Holder for 6 strips or burs (empty)



DENTASONIC SS MEASURING GAUGE

MG-6 6 thicknesses (0.1mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm)



AIRO STRIPS

An innovative interproximal reduction system that makes interproximal enamel removal safer and more accurate without creating sharp corners or subgingival ledges. Designed for use with all orthodontic treatments, these strips curve and flex along the natural contours of the teeth to avoid cutting lips and gums, to prevent excessive enamel removal, and to maximise patient comfort.

- Stainless steel strips with high quality diamond powder
- Medical grade plastic casing
- Single-handed, ergonomic design reduces hand fatigue
- Effective for anterior teeth and easy access to posterior areas
- User and patient friendly
- Autoclavable up to 140°C (steam heat only)



	Yellow IPR 0.06mm Single-Sided, Extra-Fine Diamond Serrated. Sold in pack of 8.	DB05-0900
	Red IPR 0.12mm Double-Sided Medium Diamond. Sold in pack of 8.	DB05-0901
	Dark Blue IPR 0.15mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	DB05-0902
	Green IPR 0.20mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	DB05-0903
	Clear IPR 0.10mm Single-Sided Medium-Fine Diamond, Serrated. Sold in pack of 8.	DB05-0904
	Cyan IPR 0.12mm Single-Sided Medium-Coarse. Diamond. Sold in pack of 8.	DB05-0905
	Purple IPR 0.25mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	DB05-0906
	Brown IPR 0.30mm Double-Sided Coarse Diamond. Sold in pack of 8.	DB05-0907
	Intro pack (1 of each colour). Sold in pack of 8.	DB05-0908
	Incremental Thickness Gauge (Set of 6) Stainless Steel - 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5mm. Sold individually.	DB05-0915

STRIPPING

INTERPROXIMAL DIAMOND BUR

8392.314.016
Diamond Bur FG
Pack of 5 pcs



DIAMOND BUR

852.204.037
Contre-Angle/Hoekstuk
Pack of 5 pcs



8833.314.031 Diamond bur FG
8833/031 - Pack of 5 pcs
Friction grip

KOMET BUR



Diamond bur RA
Pack of 5 pcs
801.204.023
801.204.029
801.204.035

KOMET SMOOZIES

4688STRA Ook beschikbaar in plastic holder / Aussi disponible avec support en plastic (TD3307)



STRIPPING DISC CFR. ZACHRISSON

8934A.900.100 10mm diamond disc
8934A.900.140 14mm diamond disc
8934A.900.180 18mm diamond disc
8934A.900.220 22mm diamond disc

Pack of 1 pc




**Mandrel for
Zachrisson disc**
303.204.050

Pack of 6 pcs

DIAMOND STRIPPING DISC DOUBLE-SIDED

911H.204.140
Medium Grain Double Sided
- 14 mm diam
911H.204.180
Medium Grain Double Sided
- 18 mm diam


Pack of 1 pc



HORICO STRIPS

DB05-0324B Enamel Stripper Blade 4mm Double Sided
DB05-0324S Enamel Stripper Blade 4mm Single Sided
DB05-0328D Enamel Stripper Blade 6mm Double Sided
DB05-0328S Enamel Stripper Blade 6mm Single Sided

Pack of 12 pcs



DIAMOND STRIP SINGLE SIDED

WS25 Medium 45µm (blue)
WS25F Fine 30µm (red)
WS25EF Extr-Fine 15µm (yellow)
WS25A Starterkit 5 strips/type



ALIGNER SUPPLIES

ORTHO EASE CHEWIES

DB04-4231

Aligner Chewies
plain unscented (2 x 10 pcs)

DB04-4230

Aligner Chewies
Mint (2 x 10 pcs)



ORTHO EASE RETRIEVERS

DB04-4220 - 10 pcs



ALIGNER REMOVERS

700-640 - 12 pcs



MINI-MOLD SYSTEM

700-100M+ Starterkit

Kit includes: 24 Mini-Mold tips (3 of each style),
2 tip handles, detailed step-by-step instructions.



Bite Ramp

700-117 3mm
8 tips, 1 handle
700-117L 5mm
8 tips, 1 handle



Button

700-004
10 tips,
1 handle



Habit Control

700-116
10 tips,
1 handle



Molar Pad

700-007
10 tips,
1 handle

IXION ALIGNER PLIER



Aligner Kit IX886

this kit contains

- IX887 Torque plier
- IX888 Rotation plier
- IX889 Retention plier
- IX891 Hole Punch plier
- IX890 Tear Drop plier

ALIGNER PLIERS

IX887

The Torque Aligner Plier

The IX887 creates a horizontal indentation (0.75 x 1.5mm), creating a force point for individual lingual or labial root torque.



IX892

Ixion Aligner Scissors

These lightweight scissors are used for removing excess thermoformed material, and for the smooth trimming and shaping of aligners. Their streamline design, graduated curve and tapered beak makes for easy use - even in tight areas.



IX889

The Retention Aligner Plier

to create a circular indentation (1mm).



IX888

The Rotation Aligner Plier


The IX888 creates a vertical indentation / force point (0.75 x 1.5mm) on the tooth surface to optimise tooth rotation.



IX891

The Hole Punch Plier

Creates a half-circle cut-out in the aligner to give clearance for bonded buttons, tubes or brackets with hooks for elastics.



IX890

The Tear Drop Plier

Create a cut at the gingival margin, anywhere along the arch - buccally, labially or lingually - to conveniently hold elastics in place while the aligner is placed in the mouth.



ALIGNER SUPPLIES

G-PREMIO BOND

- Stabiele hechting op glazuur, dentine, composiet, edele en non-edele legeringen, zirkonium en alumina.

- 012694

- Composition unique permettant une adhésion élevée sur tous les substrats indirects (composites, métaux précieux et non précieux, alumine, zircone...)

- 012694



GC ALIGNER CONNECT™

Specifically formulated for aligner attachments

Als eerste in de industrie is GC Aligner Connect speciaal ontwikkeld voor orthodontische aligner attachments. GC Aligner Connect biedt een verbeterde esthetiek, imiteert de glazuur kleurschakeringen van de tand en heeft een hoge duurzaamheid, die slijtage op lange termijn of mogelijke loslating beperkt tijdens de behandeling. Kan gebruikt worden in combinatie met de G-premio Bond, Ortho Solo of Assure.

90-4100-0000 GC Aligner connect - 1 syringe 3,4g with 20 tips

Composite développé pour les traitements par gouttières

La résine composite généralement utilisée pour créer des taquets ne répond pas aux impératifs des traitements par gouttières d'alignement. Aucune résine existante sur le marché n'a spécialement été créée pour cette application. GC Aligner Connect a été développé dans ce sens, afin d'apporter une réponse esthétique par mimétisme de la teinte de la dent et limiter l'usure et les risques de décollement grâce à sa grande résistance. L'adhésion à l'émail se fera par l'intermédiaire d'un agent de collage photopolymérisable (ex: G-premio Bond, Ortho Solo, Assure, etc...). Suivre les instructions de l'agent de collage.

90-4100-0000 GC Aligner connect - 1 syringe 3,4g with 20 tips



PERFECT-A-SMILE

Perfect-a-Smile, een pontic verf voor aligners

Is een licht uithardende pasta in 3 tinten die op elk type aligner kan worden aangebracht om een ruimte of een ontbrekende tand te maskeren.

Perfect-a-Smile, une peinture pontique pour les gouttières.

Une pâte photopolymérisable en 3 teintes qui peut être appliquée sur tout type de gouttière pour masquer un espace ou une dent manquante.



PPA2
Shade A2 - 4gm
PPA35
Shade A3.5 - 4gm
PPAB1
Shade B1 - 4gm

GOTO

is een lichtuithardende lijm met superieure verwerkingseigenschappen.

Klinische toepassingen

- Hechting van bracket en tube
- Bevestigen van vaste linguale retainers
- Hecht alle metalen, keramische en composiet attachments
- UV-lichtgevend middel - fluoresceert op de tand

est un adhésif à réticulation légère avec des propriétés de manipulation supérieures.

Applications cliniques

- Collage brackets et de tubes
- Collage d'un appareil de rétention linguale fixe
- Collage de tous les attachements en métal, céramique et composite
- Agent de divulgation UV - fluorescent sur la dent



BUTTONS

CERAMIC BUTTONS

FCB-00-01- 10 pcs



CERAMIC HOOKS

FCB-00-01HK- 10 pcs



COMPOSITE BUTTONS

270-204- 10 pcs



TOMAS® ALIGNER HOOK

UL/LR: **302-021-00**

UR/LL: **302-021-10**

Each pack contains 10 pcs



POWER ARMS

Right **L4783**

Left **L4784**

Each pack contains 10 pcs



BONDABLE Buttons

P/N



Flat base

42-0020-0000



Curved base

42-0010-0000

BONDABLE Cleats

P/N



Flat base

42-0060-0000



Curved base

42-0050-0000



Eyelet

42-0070-0000

SURGICAL Buttons

P/N



Curved base

42-0030-0000



Flat base

42-0040-0000

10 stuks/verpakking - 10 pcs/emballage

ELASTICS



Force/Size	EXTRA-ORAL			
	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240,98g)
3 mm (1/8")	85-0321-2000 Harp	85-0331-2000 Xylophone	85-0341-2000 Tuba	-
4 mm (3/16")	85-0421-2000 Tambourine	85-0431-2000 Piano	85-0441-2000 Trumpet	85-0461-2000 Trombone
4 mm (3/16") non latex	-	85-0430-2000 Jazz	85-0440-0000 Rock-n-Roll	-
6 mm (1/4")	85-0621-2000 Oboe	85-0631-2000 Flute	85-0641-2000 Baritone	85-0661-2000 French Horn
6 mm (1/4") non latex	-	85-0630-0000 Hip-Hop	85-0640-0000 Classical	- -
8 mm (5/16")	85-0821-2000 Cello	85-0831-2000 Clarinet	85-0841-2000 Saxophone	85-0861-2000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-2000 Cymbals	85-1031-2000 Tympani	-	85-1061-2000 Violin

DEBONDING BURS

TUNGSTEN CARBIDE BURS

Flame shaped - for removing bonding
Pack of 5 pcs



	
Friction Grip/Turbine	Contre-Angle/Hoekstuk
H282K-314-014	H282K-204-014

TUNGSTEN CARBIDE BURS

Ball shape - for removing bonding
Pack of 5 pcs



	
Friction Grip/Turbine	Contre-Angle/Hoekstuk
H379-314-018 H379-314-023	H379-204-018 H379-204-023

DIAMOND BURS

Friction Grip/Turbine **909.314.040**
Contre-angle/Hoekstuk **909.204.040**
Pack of 5 pcs



MEISINGER POLISHER FLAME

Ceramic Abrasive
Contre-Angle/Hoekstuk **655.204.288**
Pack of 5 pcs



DEBONDING POLISHER

Contre-Angle/Hoekstuk
DB-R20 Dentasonic Refill Cup - 6 pcs
DB-R21 Dentasonic Refill Point - 6 pcs




STAINBUSTER

De innovatieve composiet boor van zirconium glasvezel, heeft een constante abrasieve kracht voor het verwijderen van cementresten, tandsteen en vlekken op het oppervlak. Dit alles zonder schade aan het glazuur, keramiek of zachte weefsels.

Une fraise, en composite et zirconium fibre de verre pour éliminer les résidus de ciment, de tartre et les taches de surface. Sans endommager l'émail, aux céramiques ou aux tissus mous.

STANDARD: LENGTH 25 MM



100003763 Stainbusters Standard RA-2502
100004211 Stainbusters Standard RA-2501
100004747 Stainbusters Standard RA-2503
100004748 Stainbusters Standard RA-2504
Pack of 6 pcs

JUMBO: LARGE HEAD



100000646
Stainbuster Jumbo RA-4002

RETENTION

STAINLESS STEEL ORTHO-FLEXTECH

270-108SS



STRAIGHT 8

- Standard version **DB22-0458**
- Nickel free **DB22-0460**
- Sold in 6" length packs of 10



BOND A BRAID 2

270-107



GC ORTHO ETCHING GEL

- 2 spuitjes/seringues 4,8g, 40 tips/embouts
- **90-1400-0000**



GC ORTHO CONNECT FLOW

Light Cure Adhesive for lingual retainers, stops and aligners attachments

- One step systeem!
- Incl. metal primer
- Te bewaren op kamertemperatuur!
- Lichtuithardend
- 2 spuitjes van 2,7g + 30 dispensing tips + 2 light protective covers
- **90-3100-0000**
- **30 tips 90-2507-P302**

-
- One step systeem!
 - Incl. primer (déjà intégré dans la pâte)
 - À conserver à température ambiante
 - Photopolymérisable
 - 2 seringues de 2,7 g + 30 embouts de distribution + 2 caches lumière
 - **90-3100-0000**
 - **30 embouts 90-2507-P302**





Wire bending machine for your fixed retainer

BENDER II

**Fixed
retainer
in 10 min.**

**CONTACT US
FOR MORE
INFORMATION
OR A DEMO**



Tijdbesparend

Geen tweede bezoek voor
het klevan van een retainer

Gain de temps

Pas de deuxième visite pour
le collage d'un fil de con-
tention



Kostenbesparend

Geen gips meer en ook
geen labokosten meer

Réduction des coûts

Plus de plâtre et plus de
frais de laboratoire



2 bezoeken in 1 keer

Debondeer de brackets en
plaats de retainer 10 à 15
min later

2 visites en 1 fois

Débagué les brackets et
placez le fil de contention
après 10 à 15 min



* 2 jaar garantie

* garantie 2 ans

Afmeting/Taille: 400x245x285mm


Gewicht/Poids: 16kg

Model	Shape	Type SS	Size	Size
Ben-II-O round type		Twisted SS	0.0175	0.0195
		Solid SS	545-745-00	545-750-00
			0.0175	0.0195
			535-045-00	535-002-00
Ben-II-O rectangle type		Rectangle SS	0.016x0.022	-
			537-310-00	
		Square SS	0.016x0.016	-
			537-340-00	

Sneller en efficiënter met de Bender II / Plus rapide et efficace avec le Bender II



3D scanning (3min)
Numérisation 3D (3min)




Ontwerp van de draad (2min)
Conception du fil (2min)




Plooien van de draad (5min)
Pliage du fil (5min)

Gemakkelijk en eenvoudig met de software FixR & BendR / Simple et facile avec le logiciel FixR & BendR



Geef 3 punten aan
Indiquez 3 points



Ontwerp door de FixR
Design par le FixR



Plooien door de BendR
Pliage par le BendR