



Afdruk materiaal/ Matériel pour empreintes

CAVEX CREAM ALGINATE FAST SET

- 5 µm detailweergave
- Hoge scheursterkte en elasticiteit
- Settingtijd in de mond 1 min
- Scanbaar

- 5 µm vue détaillée
- Résistance à la déchirure et élasticité élevées
- Temps de prise en bouche 1min.
- Numérisable

AA605-20
Economy pack
20x 500gr

AA605-1
1x 500gr



CAVEX ORTHO TRACE

- 25 µm detailweergave
- Hoge scheursterkte en elasticiteit
- Settingtijd in de mond 1 min

- 25µm vue détaillée
- Résistance à la déchirure et élasticité élevées
- Temps de prise en bouche 1min.

AA380-20
Economy pack
20x 500gr

AA380-1
1x 500gr



CAVEX ALGINATE MIXER 3

De Cavex Alginate Mixer 3 is het ideale apparaat om een homogene alginat mix te creëren, wat leidt tot de perfecte alginatafdruk

Kenmerken

- Een perfecte alginat mix in slechts zes tot acht seconden
- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Onderhoudsvrij dankzij verbeterde technologie
- Vier verschillende programma's
- Altijd zeker van een perfecte afdruk
- Modern design, een pronkstuk in iedere praktijk

Met het innovatieve, gebruiksvriendelijke touchscreen kan met één druk op de knop het gewenste programma worden geselecteerd:

- Extra Fast Set alginat
- Fast Set alginat
- Normal Set alginat
- Gips

AT544
Cavex Alginate Mixer 3
incl 10x500g Orthotrace



Le mélangeur d'alginate Cavex 3 est l'appareil idéal pour créer un mélange homogène d'alginate,

Caractéristiques

- Un mélange parfait d'alginate en seulement six à huit secondes
- Utilisation simple et intuitive
- Sans entretien grâce à une technologie améliorée
- Quatre programmes différents
- Toujours sûr d'une empreinte parfaite
- Un design moderne

Grâce à l'écran tactile innovant et convivial, le réglage souhaité peut être sélectionné par simple pression sur un bouton. Le programme souhaité en appuyant sur un bouton :

- Alginate à prise ultra rapide
- Alginate à prise rapide
- Alginate à prise normale
- Plâtre

CAVEX WATER DOSING BOTTLE



AT021

CAVEX ALGINATE MIXER SPATULA & STICK



AT511

Cavex Alginate Mixer plastic spatula

AT513

Cavex Alginate Mixer plastic stirrer stick

CAVEX ALGINATE MIXER MIXING BOWL



AT530

CAVEX MIXING BOWL BLUE & SPATULA



AT041

Cavex mixing bowl blue

AT042

Cavex mixing spatula, plastic

AT060

Cavex mixing spatula, metal

AFDRUKLEPELS / PORTE-EMPRESINTES



700-220

Upper (10/pk)



700-224

Upper (10/pk)



700-228

Upper (10/pk)



700-232

Upper (10/pk)



700-236

Upper (10/pk)



700-240

Upper (10/pk)



700-250

Assortment
kit (36/pk)

700-222

Lower (10/pk)

700-226

Lower (10/pk)

700-230

Lower (10/pk)

700-234

Lower (10/pk)

700-238

Lower (10/pk)

700-242

Lower (10/pk)



CAVEX ALGINATE CONTAINER



AT240
Cavex alginat container blue

AT260
Cavex alginat container pink

CAVEX ALGINATE ADHESIVE



AB010
Cavex alginat adhesive 2x14ml

CAVEX GREENCLEAN

Verwijder alginat- en gipsresten eenvoudig en snel in 30 min.

Éliminez les résidus d'alginate et de plâtre facilement et rapidement avec Cavex GreenClean.



HA001
Cavex GreenClean 1kg

CAVEX IMPRESAFE

Een snel, veilig en zeer effectief afdrukdesinfectiemiddel.

In slechts drie minuten doodt de revolutionaire desinfectievloeistof 99,99% van alle bacteriën, schimmels en virussen, waaronder het coronavirus. Het is een compleet systeem voor de tandartspraktijk dat bestaat uit:

- Een desinfectiecontainer
- Een liter desinfectieconcentraat
- Een digitale timer

Cavex ImpreSafe, élimine 99,999% de tous les virus, bactéries et champignons.

Partant des caractéristiques connues à ce jour, nous supposons donc que le coronavirus est très probablement éliminé par le Cavex ImpreSafe. Nous précisons que cela concerne l'utilisation du Cavex ImpreSafe sur des empreintes en alginate, silicone et polyéther.

HA050
Cavex ImpreSafe 6 x 1L

HA050-1
Cavex ImpreSafe 1 x 1L



GC EXAFLEX PUTTY & EXAMIX NDS



GC IMPRESSION SEPARATION WAFER



AFDRUK in 1 fase

- Bring de Exaflex putty in de geperforeerde afdrukepel
- Maak een gleuf en injecteer de Examix NDS

AFDRUK in 2 fase

- Bring de Exaflex putty in de geperforeerde afdrukepel
- Plaats een Separation wafer op de putty en neem de afdruk
- Verwijder de Separation wafer na de afdruk genomen te hebben
- Injecteer de Examix NDS en neem opnieuw een afdruk

Pakket

- Putty1-1pak (500g lichtblauwe basis + 500g gele katalysator), **138801**
- Examix NDS Injection, pak van 2 cartridges + mengnaalden, **137106**
- Cartridgedispenser, **800006**
- Separation Wafers 30 pcs, **800099**

EMPREINTE en une phase

- Mettez l'Exaflex Putty dans un porte-empreinte perforé
- Créez une fente et injectez l'Examix NDS

EMPREINTE en deux phases

- Insérer le mastic Exaflex dans le porte-empreinte perforé
- Placez une feuille d'espaceur sur le mastic et prenez l'empreinte.
- Retirer une feuille d'espaceurs après l'empreinte
- Injecter l'Examix NDS et reprendre un empreinte.

Paquet

- Putty1-1 (base bleue 500 g & catalyseur jaune 500 g), **138801**
- Examix NDS Injection, coffret de 2 cartouches + embouts mélangeurs, **137106**
- Cartridge Dispenser (distributeur de cartouche), **800006**
- Separation Wafers 30 pcs, **800099**

