



Banden/Bagues



SURE-SNAP Molar Bands



Sure-Snap Molar Bands zijn gemaakt uit een speciale legering waardoor ze tegelijkertijd stevig en elastisch zijn.

Door het verschil in dikte tussen occlusale en gingivale randen zijn deze banden:

- Bestand tegen de druk van de bandpusher (occlusale rand)
- Elastisch genoeg om over de contouren van de tand te passen zonder vervorming (gingivale rand)

Sure-Snap heeft een unieke anatomische vorm voor elk type molaar, een gemakkelijk te lezen permanente identificatie en een geëlektrodeerd interieur voor een betere hechting.

Deze banden zijn verkrijgbaar in 32 maten voor de eerste molaren en 30 maten voor de tweede molaren.

Les bagues Sure-Snap sont faites d'un alliage spécial qui les rend à la fois robustes et élastiques.

En raison de la différence d'épaisseur entre les bords occlusaux et gingivaux, ces bandes sont :

- Résistant à la pression du pousse-bagues (bord occlusal)
- Suffisamment élastique pour s'adapter aux contours de la dent sans déformation (bord gingival)

La bague Sure-Snap a une forme anatomique unique pour chaque type de molaire, une identification permanente facile à lire et un intérieur électrodéposé pour une meilleure adhérence.

Ces bagues sont disponibles en 32 tailles pour la première molaire et 30 tailles pour la deuxième molaire.

Sure-Snap First Molar Kits - Verdeling banden per kwadrant/Partage des bagues par quadrant

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	2	1	1

Sure-Snap Second Molar Kits - Verdeling banden per kwadrant/Partage des bagues par quadrant

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	

Starter Kit: 25 banden per kwadrant/bagues par quadrant

Intro Kit: 50 banden per kwadrant/bagues par quadrant

Standard Kit: 100 banden per kwadrant/bagues par quadrant

Master Kit: 200 banden per kwadrant/bagues par quadrant





A-FIT Molar Bands



De A-Fit bands hebben alle kwaliteiten van de Sure-Snap bands.

Het verschil is een hogere kroonhoogte en een grotere keuze aan maten in de hogere aantallen. Zijn ook minder elastisch en gemakkelijk aan te passen.

Les bagues A-Fit ont toutes les qualités des bagues Sure-Snap.

La différence réside dans une hauteur de couronne plus élevée et un plus grand choix de tailles dans les chiffres les plus élevés. Sont également moins élastiques et faciles à ajuster.

A-Fit First Molar Kits - Verdeling banden per kwadrant/Partage des bagues par quadrant																																					
Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
Starter								1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			

A-Fit Second Molar Kits - Verdeling banden per kwadrant/Partage des bagues par quadrant																																	
Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Intro		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard		1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master		1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Starter Kit: 25 banden per kwadrant/bagues par quadrant
 Intro Kit: 50 banden per kwadrant/bagues par quadrant
 Standard Kit: 100 banden per kwadrant/bagues par quadrant
 Master Kit: 200 banden per kwadrant/bagues par quadrant





SURE-SNAP Bicuspid Bands



Het plaatsen van de band gebeurt d.m.v. een schommelende beweging, waarbij de mesiale en distale druk elkaar afwisselen.

Verkrijgbaar in drie anatomische vormen:

- Eerste Maxillaire Bicuspiden (32 Maten)
- Eerste Mandibulaire Bicuspiden (25 Maten)
- Tweede Mandibulaire Bicuspiden (27 Maten)

La bague est placée au moyen d'un mouvement de balancement, dans lequel la pression mésiale et distale alternent.

Disponible en trois formes anatomiques:

- Premières prémolaires maxillaires (32 tailles)
- Premières prémolaires mandibulaires (25 tailles)
- Deuxièmes prémolaires mandibulaires (27 tailles)

Sure-Snap Upper Bicuspid Kits - Distribution

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Sure-Snap First Lower Bicuspid Kits - Distribution

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4

Sure-Snap Second Lower Bicuspid Kits - Distribution

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

Starter Kit: 25 banden per kwadrant/bagues par quadrant

Intro Kit: 50 banden per kwadrant/bagues par quadrant

Standard Kit: 100 banden per kwadrant/bagues par quadrant

Master Kit: 200 banden per kwadrant/bagues par quadrant

