

Fotografie/ Photographie





PhotoMED SDL

Smartphone Dental Light



De PhotoMed SDL is het perfecte tandheelkundige accessoire voor uw smartphone. De SDL beschikt over twee hoge CRI 95 + LED panelen die 8 niveaus van helderheid hebben. De laagste helderheidsstand is ideaal voor tandheelkundige fotografie en de ingebouwde lithium-ion batterijen gaan meer dan 12 uur ononderbroken mee.

Gemakkelijke verbinding met uw smartphone via het bluetooth systeem. Gebruik de gewenste app op uw smartphone en maak de mooiste foto's met de PhotoMed SDL door de juiste belichting.

Le PhotoMed SDL est l'accessoire dentaire parfait pour votre smartphone. Le SDL est équipé de deux panneaux CRI 95+ et LED qui ont 8 niveaux de luminosité. Le réglage de luminosité le plus faible est idéal pour la photographie dentaire et les batteries lithium-ion intégrées ont une durée de 12 heures sans interruption.

Une connexion facile avec votre smartphone via le système bluetooth. Utilisez l'application de votre choix sur votre smartphone ! Prenez les meilleures photos avec le PhotoMed SDL grâce au bon éclairage.



DI-SDL
Smartphone
Dental Light



*en nog zoveel andere apps /
et tant d'autres applications*



CROSS POLARIZATION FILTER

For Smart Phone Dental Light


De cross polarisatie filter verwijderd alle reflecties op de tanden die worden veroorzaakt door de lichtbron. De gepolariseerde foto's zorgen ervoor dat u als orthodontist kan aantonen dat de tandafwijkingen, zoals white spots, er al waren voordat de behandeling begon.

Le filtre de polarisation croisée élimine toutes les réflexions sur les dents qui sont causées par la source de lumière. Les photos polarisées vous permettent, en tant qu'orthodontiste, de prouver que les anomalies dentaires, telles que les taches blanches, existaient déjà avant le début du traitement.



DI-SDLCPF
Cross Polarization Filter for
Smart Phone Dental Light

Doctors**eyes**mirrors ultrabright mirrors



Buccal mirror

Occlusal mirror

860031

Occlusal mirror no. 11

- Child size
- Width 55mm
- Thickness 3 mm

860045

Occlusal mirror no. 12

- Adult size
- Width 65mm
- Thickness 3 mm

860032

Occlusal mirror no. 13

- Adult size
- Width 70mm
- Thickness 3 mm

860046

Buccal mirror no. 15

- Unique size
- Width 40mm
- Thickness 3 mm


860068 (yellow)

Buccal mirror no. 17

- Unique size
- Width 75mm
- Thickness 3 mm

- Bijna 100% reflectie!
- Beste anatomische vormgeving en oppervlakte reflectie
- Afneembare, steriliseerbare siliconen handgreep

- Une image réfléchi à presque 100%
- La meilleure forme anatomique et réflexion
- Manche en silicone, amovible et stérilisable





Mist-free Photomirrors

stainless steel mirrors

ECONOMIE kit - PMDECO-03 bestaande uit:

- Spiegelhouder
- Lithium-ion batterij en oplader
- Gebruiksaanwijzing
- 1 fotospiegel naar keuze

Kit ECONOMIQUE- PMDECO-03 comprenant:

- Manche à miroir
- Chargeur et batterie lithium
- Mode d'emploi
- 1 Miroir au choix

Product details:

- Stainless steel photo mirror
- Front surface mirror, both sides
- Completely Sterilizable up to 134°C
- Can be used in ultrasonic bath


Product details:

- Stainless steel photo mirror
- Front surface mirror, both sides
- Completely Sterilizable up to 134°C
- Can be used in ultrasonic bath




- Geen aandamping door ventilatiesysteem
- Luchtvolume kan worden verhoogd of verlaagd
- Spiegel wordt verlicht met 2 LED lampjes
- Eenvoudige één-schroef-fixatie van de spiegel
- In combinatie met Stainless Steel spiegels

- Pas de buée grâce au système de ventilation
- La ventilation peut-être adaptée
- Le miroir est éclairé par 2 lampes LED
- La fixation du miroir est facile
- En combinaison avec des miroirs en acier




FSFDM-03

Occlusal, adults
Width - 70mm / 62.5mm
Length - 139.0mm



FSFDM-05

Occlusal, children
Width - 60mm / 48.5mm
Length - 122mm



FSFDM-02


Lateral, adults
Width - 41mm x 55mm
Length - 158mm



CHEEK RETRACTORS

- Mag in de autoclaaf
- Verkrijgbaar per stuk

- Peut être autoclavé
- Disponible par pièce



860129 Black Small
860130 Black Large

860062 Clear Small 4cm-3,5cm
860057 Clear Large 5cm-3,5cm



LIP RETRACTOR

- Mag in de autoclaaf tot 121°C, of koud steriliseren
- Materiaal medical grade Polycarbonate

- Autoclave jusqu'à 121°C, ou stérilisation à froid.
- Matériau : Polycarbonate de qualité médicale



860132
small
860104
large



860133
Black Small
860131
Black Large

LIP RETRACTOR

- Per stuk verkrijgbaar

- Disponible par pièce



600-035 Small 7x16cm
600-034 Large 8,5x16cm

DB04-0154B
Focus Black
S/S Retractor



- Mag in de autoclaaf tot 134°C
- 1 maat
- Autoclave jusqu'à 134°
- one size

