

# Fotografie/ Photographie





## PhotoMED SDL

Smartphone Dental Light



De PhotoMed SDL is het perfecte tandheelkundige accessoire voor uw smartphone. De SDL beschikt over twee hoge CRI 95 + LED panelen die 8 niveaus van helderheid hebben. De laagste helderheidsstand is ideaal voor tandheelkundige fotografie en de ingebouwde lithium-ion batterijen gaan meer dan 12 uur ononderbroken mee.

**Gemakkelijke verbinding met uw smartphone via het bluetooth systeem. Gebruik de gewenste app op uw smartphone en maak de mooiste foto's met de PhotoMed SDL door de juiste belichting.**

Le PhotoMed SDL est l'accessoire dentaire parfait pour votre smartphone. Le SDL est équipé de deux panneaux CRI 95+ et LED qui ont 8 niveaux de luminosité. Le réglage de luminosité le plus faible est idéal pour la photographie dentaire et les batteries lithium-ion intégrées ont une durée de 12 heures sans interruption.

**Une connexion facile avec votre smartphone via le système bluetooth. Utilisez l'application de votre choix sur votre smartphone ! Prenez les meilleures photos avec le PhotoMed SDL grâce au bon éclairage.**



**DI-SDL**  
Smartphone  
Dental Light



*en nog zoveel andere apps /  
et tant d'autres applications*



## CROSS POLARIZATION FILTER

### For Smart Phone Dental Light

De cross polarisatie filter verwijdert alle reflecties op de tanden die worden veroorzaakt door de lichtbron. De gepolariseerde foto's zorgen ervoor dat u als orthodontist kan aantonen dat de tandafwijkingen, zoals white spots, er al waren voordat de behandeling begon.

Le filtre de polarisation croisée élimine toutes les réflexions sur les dents qui sont causées par la source de lumière. Les photos polarisées vous permettent, en tant qu'orthodontiste, de prouver que les anomalies dentaires, telles que les taches blanches, existaient déjà avant le début du traitement.



**DI-SDLCPF**  
Cross Polarization Filter for Smart Phone Dental Light

## Doctors<sup>eyes</sup>mirrors ultrabright mirrors



*Buccal mirror*

*Occlusal mirror*

- Bijna 100% reflectie!
- Beste anatomische vormgeving en oppervlakte reflectie
- Afneembare, steriliseerbare siliconen handgreep

- Une image réfléchi à presque 100%
- La meilleure forme anatomique et réflexion
- Manche en silicone, amovible et stérilisable

### **860031**

#### **Occlusal mirror no. 11**

- Child size
- Width 55mm
- Thickness 3 mm

### **860045**

#### **Occlusal mirror no. 12**

- Adult size
- Width 65mm
- Thickness 3 mm

### **860032**



#### **Occlusal mirror no. 13**

- Adult size
- Width 70mm
- Thickness 3 mm

### **860046**

#### **Buccal mirror no. 15**

- Unique size
- Width 40mm
- Thickness 3 mm





## FOGFREE MIRROR WARMER 860105

De FogFree Mirror Warmer is ontworpen om uw intra-orale spiegels op lichaamstemperatuur te brengen en te voorkomen dat ze aandampen. Zet de verwarmers aan ongeveer 20-30 minuten voor het gebruik en maak mistvrije foto's.

Le réchauffeur de miroir FogFree est conçu pour amener vos miroirs intra-oraux à la température du corps et les empêcher de s'embuer. Mettez le chauffe-miroir en marche environ 20 à 30 minutes avant l'utilisation.



## Mist-free Photomirrors stainless steel mirrors

### ECONOMIE kit - PMDECO-03 bestaande uit:

- Spiegelhouder
- Lithium-ion batterij en oplader
- Gebruiksaanwijzing
- 1 fotospiegel naar keuze

### Kit ECONOMIQUE- PMDECO-03 comprenant:

- Manche à miroir
- Chargeur et batterie lithium
- Mode d'emploi
- 1 Miroir au choix

### Product details:

- Stainless steel photo mirror
- Front surface mirror, both sides
- Completely Sterilizable up to 134°C
- Can be used in ultrasonic bath


### Product details:

- Stainless steel photo mirror
- Front surface mirror, both sides
- Completely Sterilizable up to 134°C
- Can be used in ultrasonic bath




- Geen aandamping door ventilatiesysteem
- Luchtvolume kan worden verhoogd of verlaagd
- Spiegel wordt verlicht met 2 LED lampjes
- Eenvoudige één-schroef-fixatie van de spiegel
- In combinatie met [Stainless Steel spiegels](#)


- Pas de buée grâce au système de ventilation
- La ventilation peut-être adaptée
- Le miroir est éclairé par 2 lampes LED
- La fixation du miroir est facile
- En combinaison avec [des miroirs en acier](#)



**FSFDM-03**  
Occlusal, adults  
Width - 70mm / 62.5mm  
Length - 139.0mm



**FSFDM-05**  
Occlusal, children  
Width - 60mm / 48.5mm  
Length - 122mm




**FSFDM-02**  
Lateral, adults  
Width - 41mm x 55mm  
Length - 158mm



## CHEEK RETRACTORS

- Mag in de autoclaaf
- Verkrijgbaar per stuk

- 
- Peut être autoclavé
  - Disponible par pièce



**860129** Black Small  
**860130** Black Large

**860062** Clear Small 4cm-3,5cm  
**860057** Clear Large 5cm-3,5cm



## LIP RETRACTOR

- Mag in de autoclaaf tot 121°C, of koud steriliseren
- Materiaal medical grade Polycarbonate

- 
- Autoclave jusqu'à 121°C, ou stérilisation à froid.
  - Matériau : Polycarbonate de qualité médicale



**860132** small

**860104** large

## LIP RETRACTOR

- Per stuk verkrijgbaar

- 
- Disponible par pièce




**600-035** Small 7x16cm  
**600-034** Large 8,5x16cm

## METALLIC BLADES MIRRORS

- Mag in de autoclaaf tot 137°C
- Per stuk verkrijgbaar

- 
- Peut être autoclavé jusqu'à 137°C.
  - Disponible par pièce



**DB04-0165/1** Small mirror (1)  
**DB04-0165/2** Large mirror (2)

