

**Hygiène/  
Hygiène**

**B-DENTAL**  
ORTHODONTIC SUPPLIES

## SURGICAL MASKS DM01-311-01-IIR

- Chirurgische mondmaskers Type IIR,  
3-laags, voorzien van neusstrip
- Verpakt per 50 stuks/box



- Masques buccaux chirurgicaux de type IIR, 3 couches, avec bandelette nasale
- Emballage par 50 pcs/boîte

## FFP2 MASKS DM9501

- Dit FFP2 fijnstof mondmasker beschermt tegen schadelijke stoffen (bv. bij Corona, Sars, TBC en MRSA), rook en op water en olie gebaseerde aerosolen.
- Het mondkapje is voorzien van een zachte afdichting in het neusprofiel en zit comfortabel
- Cup-vorm
- Voorzien van elastiekjes en een flexibele neusstrip.
- Verpakt per 20 stuks/box

- Ce masque contre les poussières fines FFP2 vous protège contre les substances nocives (par exemple Corona, Sars, TBC et MRSA), la fumée et les aerosols à base d'eau et d'huile.
- Le masque buccal a un joint souple dans le profil nasal et est confortable à porter.
- Forme de bec
- Equipé d'élastiques et d'une bande
- Emballage de 20 pcs/box



## FACE SHIELD 4S09-1500W

### Gezichtsvizier met wegwerpschermer

1 montuur & 12 wegwerpschermen

#### Brilmontuur

- Lichtgewicht, veilig en comfortabel
- Gemakkelijk aan te brengen en veilige bevestiging van gelaatsschermer
- Herbruikbaar, autoclaveerbaar tot 134°

#### Wegwerp gelaatsschermen

- Gemaakt van polycarbonaat
- Uitstekende helderheid
- Volledige gezichtsbedekking
- Voor eenmalig gebruik, niet in een autoclaaf doen en geen alcohol gebruiken om de schilden schoon te maken

### Visière avec écran jetable

1 paire de lunette & 12 écrans jetables

#### Monture de lunettes

- Léger et confortable
- Application facile et fixation sûre de l'écran facial
- Réutilisable, autoclavable jusqu'à 134°

#### Ecrans faciaux jetables

- Fabriqué en polycarbonate
- Excellente clarté
- Couverture complète du visage
- A usage unique, ne pas autoclaver et n'utilisez pas d'alcool



## sanitizer SURFACES S2

- Virucidale oppervlaktereiniger voor gevoelige medische hulpmiddelen. De frisse citrusgeur maakt het een voorkeur voor een dagelijks gebruik in een professionele omgeving.
- Verkrijgbaar in spray 750ml en 5000ml

- Nettoyant-désinfectant de surfaces virucide formulé pour des dispositifs médicaux sensibles.
- Sa senteur fraîche d'agrumes en fait un choix idéal pour un usage quotidien professionnel.
- Disponible en spray de 750ml et 5000ml

VIRUCIDE



132062 Sanitizer Surfaces S2  
Bottle 750 ml incl. foamer

132063 Sanitizer Surfaces S2  
Can 5000 ml

saniSWISS  
SAFE HYGIENE SOLUTIONS

Hygiëne/Hygiène

## sanitizer HANDS H1 132127

is een handdesinfectiemiddel op basis van ethanol van plantaardige oorsprong. Bedoeld voor de hygiënische en chirurgische desinfectie van de handen door middel van wrijving. Voldoet aan de aanbevelingen van de WHO voor handhygiëne.

Formulé à base de bioéthanol d'origine naturelle. Actif sur la plupart des germes pour une désinfection hygiénique ou chirurgicale. Bonne activité persistante même après désinfection. Rempli les critères des recommandations de l'OMS quant à l'hygiène des mains.



BIO ETHANOL  
VIRUCIDE  
012345678910

- + Breed spectrum in 30 sec.
- + Hypoallergeen
- + Thixotrope gel

- + Large spectre en 30 sec.
- + Hypoallergenique
- + Gel Thixotropique

saniSWISS  
SAFE HYGIENE SOLUTIONS

## sanitizer INSTRUMENTS 132164

- Schoonmaken en saneren
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit Ph7
- Hypergeconcentreerd 0,5%
- Virucidale reiniger, ontsmettingsmiddel geschikt voor de manuele behandeling van instrumenten van alle types. Oplossing kan 7 dagen gebruikt worden met vroegtijdige vernieuwing in geval van zware vervuiling.
- Verkrijgbaar in 1000ml

- Nettoie et désinfecte
- Compatibilité matériel excellente PH7
- Hyperconcentre 0,5%
- Nettoyant-désinfectant virucide adapté au traitement manuel des instruments thermostables et thermolabiles de tous types. Solution d'une durée de vie de 7 jours avec renouvellement anticipé en cas de souillures importantes. Nouvelle technologie d'inhibiteurs d'électrolyse protégeant les instruments, y compris pendant le nettoyage par ultrasons.
- Disponible en 1000ml



VIRUCIDE  
 HIGH CARE

### Container

132017 Instrumentenbak 3000ml /  
Conteneur instruments 3000ml



saniSWISS  
SAFE HYGIENE SOLUTIONS

## sanitizer LAUNDRY 132038

- Lage dosering met optimaal wasresultaat
- Uitstekende effectiviteit vanaf 30°C
- Geschikt voor het wassen van zwaar vervuilde voorwerpen
- Enzymatische technologie voor biocidaal gebruik als desinfecterend wasmiddel voor wit- en kleurentextiel van zuiver katoen, gemengde weefsels en kunststoffen zoals ziekenhuiswasserij.
- Verkrijgbaar in 5kg

- Résultats optimaux à faibles dosages
- Economies à partir de 30°
- Convient pour les textiles contaminés
- Technologie enzymatique biocide destinée à la désinfection et au lavage de textiles blancs et couleurs, du coton et synthétique tels que le linge d'hôpital
- Disponible en 5kg



VIRUCIDE  
 ENZYMATIC

saniSWISS  
SAFE HYGIENE SOLUTIONS

## saniswiss SANIPOD 132184

Een design en discret dispenser systeem!

- Sanipod is een touch-free dispenser systeem
- Tot 20.000 desinfecties
- Zijn slimme achtergrondverlichting biedt belangrijke visuele inzichten zoals de 6 bewegingen van Handhygiëne
- Zodra de vulling Saniswiss Hands 1 van 800ml leeg is wordt er een rood licht weerkaatst tegen de muur
- Afmetingen L 280mm x H 295,4mm x D 159mm



Un système de distribution moderne et discret!

- Sanipod est un système de distribution sans contact
- Jusqu'à 20 000 désinfections
- Son rétro-éclairage intelligent fournit des informations visuelles importantes, des informations telles que les 6 mouvements de l'hygiène des mains
- Dès que la recharge de 800ml Saniswiss Hands 1 est vide une lumière rouge est réfléchie contre le mur
- Mesures L 280mm x H 295,4mm x Pr. 159mm



Once the pouch is empty,  
a red light is reflected  
against the wall



Unscrew the cover  
on the right to change  
the fluid pouch



Change the pouch and  
screw the cover back

## sanitizer HANDS H1 132151 - 800ml Pouch



## sanitizer SURFACES S2

**Virusdodende doekjes (20 x 20 cm)**  
voor oppervlaktereiniging en -desinfectie,  
speciaal ontwikkeld voor gevoelige medische  
hulpmiddelen. Door hun frisse citrusgeur zijn  
ze een ideale keuze voor dagelijks  
professioneel gebruik.

**Lingettes nettoyantes-désinfectantes**  
de surfaces virucide formulées (20 x 20 cm)  
pour des dispositifs médicaux sensibles. Leur  
senteur fraîche d'agrumes en font un choix  
idéal pour un usage quotidien professionnel.  
L'absence de symbole de produit dangereux  
et d'alcool reflète leur caractère alternatif.



132059



132060



- Alcohol Free!
  - Verpakt per 200 doekjes
- 
- Sans alcool !
  - Conditionnement par 200 lingettes

## CAVEX ORAL PRE RINSE

### Een mondspoelmiddel ter voorbereiding op de behandeling.

- Bevat 1,5% waterstofperoxide (doodt virussen, o.a. COVID-19)
- Direct klaar voor gebruik
- Al effectief bij 30-60 seconden spoelen
- Patiëntvriendelijk door de prettige muntsmaak
- Inhoud van 500 ml voor zo'n 50 doseringen
- Fles voorzien van geïntegreerde doseerbeker

### Un bain de bouche en préparation du traitement.

- Contient 1,5% de peroxyde d'hydrogène (tue les virus, y compris COVID-19)
- Prêt à l'emploi
- Efficace dès 30-60 secondes de rinçage
- Le goût de menthe est agréable pour le patient
- Contenu de 500 ml pour environ 50 dosages
- Bouteille avec gobelet doseur intégré



MW001 6x500ml

## CAVEX IMPRESAFE

### HA053 Starterkit HA050-1 Refill 1L

Cavex ImpreSafe, doodt 99,999% van alle virussen, bacteriën en schimmels. Afgaande op de tot op heden bekende karakteristieken verwachten wij dat het Corona-virus zeer waarschijnlijk gedood wordt door Cavex ImpreSafe. Wij benadrukken dat dit betrekking heeft op het gebruik van Cavex ImpreSafe op alginaat-, siliconen- en polyetherafdrukken.

Cavex ImpreSafe, élimine 99,999%; de tous les virus, bactéries et champignons. Partant des caractéristiques connues à ce jour, nous supposons donc que le coronavirus est très probablement éliminé par le Cavex ImpreSafe. Nous précisons que cela concerne l'utilisation du Cavex ImpreSafe sur des empreintes en alginat, silicone et polyéther



## SHARPSAFE CONTAINER 1L

SHA-41602610

### Voor prikkend medisch afval ook voor brackets/banden en draden

#### Kenmerken

- Gele container met doorschijnend deksel
- Vlotte montage door eenvoudige druk met vergrendelingsklik: 4 'klikken'
- Aanduiding van de maximale vulstand
- Afmetingen container in mm H x L x B in mm: 187 x 108 x 90

### Pour les déchets médicaux perforants également pour les brackets / bagues et fils

#### Caractéristiques

- Récipient jaune avec couvercle translucide
- Installation facile par simple clic sur un bouton-poussoir: 4 «clics»
- Indication du niveau de remplissage maximum
- Dimensions bac en mm H x L x L en mm: 187 x 108 x 90



## COTTON HEAD CAP

HEAD CAP BLUE

HEAD CAP WHITE

- Materiaal: Katoen
- Size: one size fits all

- Matière: Coton
- Taille: une taille unique



## comforties SOFT NITRIL PREMIUM

Comforties soft nitril Premium handschoenen zijn gemaakt met de nieuwste productietechnieken en bieden de benodigde bescherming samen met dat vertrouwde "latexachtige gevoel" van comfort en beweeglijkheid.



### ELASTISCH, DUN EN STERK !

Maten XS/S/M/L

- 1 doos bevat 100 handschoenen
- Kleur: wit en violetblauw

Les gants médicaux Premium en nitrile, fabriqués conformément aux techniques de production les plus avancées procurent la protection nécessaire et la sensation connue de confort et de la touche précise des gants en latex.

### ELASTIQUE, FIN et RESISTENT !

Tailles XS/S/M/L

- 1 boîte contient 100 gants
- Couleur : blanc et violet bleu

Violet Blue : 7900 XS- 8000 S - 8100 M - 8200 L

White : 7900W XS- 8000W S - 8100W M - 8200W L

## INSTRUMENTENHOUDER SYSTEEM

### Het innovatieve instrumentenhouder systeem voor uw thermodesinfector



- Verbetert het reinigings- en desinfectieproces
- Draagt bij aan een optimaal droogresultaat
- Is geschikt voor een complete behandelset
- Zorgt voor een opgeruimde en overzichtelijke werkplek
- Vermindert het aantal contactmomenten met de instrumenten
- Verbetert de veiligheid van het personeel en patiënt
- Maakt het gebruik van trays overbodig
- Verbetert en versnelt de gehele routing in uw praktijk
- Versnelt en vereenvoudigt het beladen en ontladen van de reinigings- en desinfectiemachine
- Bij juist gebruik verdient het systeem zichzelf terug.

## SYSTÈME DE PORTE-INSTRUMENTS

### Le système innovant de porte-instruments pour votre thermodésinfecteur

- Améliore le processus de nettoyage et de désinfection
- Contribue à un résultat de séchage optimal
- Convient pour un ensemble complet de traitements
- Garantit un lieu de travail propre et dégagé
- Réduit le nombre de moments de contact avec les instruments
- Améliore la sécurité du personnel et des patients
- Rend l'utilisation de plateaux superflue
- Améliore et accélère le flux dans votre cabinet
- Accélère et simplifie le chargement et le déchargement de la machine de nettoyage et de désinfection
- Lorsqu'il est utilisé correctement, le système s'amortit





**PromiQ**  
MEDICAL CLEANING SOLUTIONS

