

# Fotografie/ Photographie





## PhotoMED SDL

Smartphone Dental Light



De PhotoMed SDL is het perfecte tandheelkundige accessoire voor uw smartphone. De SDL beschikt over twee hoge CRI 95 + LED panelen die 8 niveaus van helderheid hebben. De laagste helderheidsstand is ideaal voor tandheelkundige fotografie en de ingebouwde lithium-ion batterijen gaan meer dan 12 uur ononderbroken mee.

**Gemakkelijke verbinding met uw smartphone via het bluetooth systeem. Gebruik de gewenste app op uw smartphone en maak de mooiste foto's met de PhotoMed SDL door de juiste belichting.**

Le PhotoMed SDL est l'accessoire dentaire parfait pour votre smartphone. Le SDL est équipé de deux panneaux CRI 95+ et LED qui ont 8 niveaux de luminosité. Le réglage de luminosité le plus faible est idéal pour la photographie dentaire et les batteries lithium-ion intégrées ont une durée de 12 heures sans interruption.

**Une connexion facile avec votre smartphone via le système bluetooth. Utilisez l'application de votre choix sur votre smartphone ! Prenez les meilleures photos avec le PhotoMed SDL grâce au bon éclairage.**



**DI-SDL**  
Smartphone  
Dental Light



*en nog zoveel andere apps /  
et tant d'autres applications*




## CROSS POLARIZATION FILTER

### For Smart Phone Dental Light


De cross polarisatie filter verwijdert alle reflecties op de tanden die worden veroorzaakt door de lichtbron. De gepolariseerde foto's zorgen ervoor dat u als orthodontist kan aantonen dat de tandafwijkingen, zoals white spots, er al waren voordat de behandeling begon.

Le filtre de polarisation croisée élimine toutes les réflexions sur les dents qui sont causées par la source de lumière. Les photos polarisées vous permettent, en tant qu'orthodontiste, de prouver que les anomalies dentaires, telles que les taches blanches, existaient déjà avant le début du traitement.



**DI-SDLCPF**  
Cross Polarization Filter for Smart Phone Dental Light

## Doctors<sup>eyes</sup>mirrors ultrabright mirrors



Buccal mirror

Occlusal mirror


**860031** **Occlusal mirror n° 11 (black)**  
- Child size  
- Width 55mm  
- Thickness 3 mm

**860045** **Occlusal mirror n° 12 (red)**  
- Adult size  
- Width 65mm  
- Thickness 3 mm

**860032** **Occlusal mirror n° 13 (blue)**  
- Adult size  
- Width 70mm  
- Thickness 3 mm

**860046** **Buccal mirror n° 15 (green)**  
- Unique size  
- Width 40mm  
- Thickness 3 mm

**860068** **Buccal mirror n° 17 (yellow)**  
- Unique size  
- Width 75mm  
- Thickness 3 mm



- Bijna 100% reflectie!
- Beste anatomische vormgeving en oppervlakte reflectie
- Afneembare, steriliseerbare siliconen handgreep

- Une image réfléchi à presque 100%
- La meilleure forme anatomique et réflexion
- Manche en silicone, amovible et stérilisable



# Mist-free Photomirrors

## stainless steel mirrors

### ECONOMIE kit - PMDECO-03 bestaande uit:

- Spiegelhouder
- Lithium-ion batterij en oplader
- Gebruiksaanwijzing
- 1 fotospiegel naar keuze



- Geen aandamping door ventilatiesysteem
- Luchtvolume kan worden verhoogd of verlaagd
- Spiegel wordt verlicht met 2 LED lampjes
- Eenvoudige één-schroef-fixatie van de spiegel
- In combinatie met **Stainless Steel spiegels**

### Kit ECONOMIQUE- PMDECO-03 comprenant:

- Manche à miroir
- Chargeur et batterie lithium
- Mode d'emploi
- 1 Miroir au choix


- Pas de buée grâce au système de ventilation
- La ventilation peut-être adaptée
- Le miroir est éclairé par 2 lampes LED
- La fixation du miroir est facile
- En combinaison avec **des miroirs en acier**

### Product details:


- Stainless steel photo mirror
- Front surface mirror, both sides
- Completely Sterilizable up to 134°C
- Can be used in ultrasonic bath

### Product details:

- Stainless steel photo mirror
- Front surface mirror, both sides
- Completely Sterilizable up to 134°C
- Can be used in ultrasonic bath




**FSFDM-03**  
Occlusal, adults  
Width - 70mm / 62.5mm  
Length - 139mm




**FSFDM-05**  
Occlusal, children  
Width - 60mm / 48.5mm  
Length - 122mm




**FSFDM-02**  
Lateral, adults  
Width - 55mm / 41mm  
Length - 158mm



**FSFDM-01**  
Occlusal, adults  
Width - 80mm / 69mm  
Length - 138mm



**FSFDM-04**  
Lateral, children  
Width - 44mm / 34mm  
Length - 153mm




**FSFDM-06**  
Lateral, universal  
Width - 35mm / 45mm  
Length - 150mm



## CHEEK RETRACTORS

- Mag in de autoclaaf
- Verkrijgbaar per stuk

- 
- Peut être autoclavé
  - Disponible par pièce



**860129** Black Small  
**860130** Black Large

**860062** Clear Small 4cm-3,5cm  
**860057** Clear Large 5cm-3,5cm



## LIP RETRACTOR

- Mag in de autoclaaf tot 121°C, of koud steriliseren
- Materiaal medical grade Polycarbonate

- 
- Autoclave jusqu'à 121°C, ou stérilisation à froid.
  - Matériau : Polycarbonate de qualité médicale



**860132**  
small  
**860104**  
large



**860133**  
Black Small  
**860131**  
Black Large

## LIP RETRACTOR

- Per stuk verkrijgbaar

- 
- Disponible par pièce



**600-035** Small 7x16cm  
**600-034** Large 8,5x16cm

**DB04-0154B**  
Focus Black  
S/S Retractor



- Mag in de autoclaaf tot 134°C
  - 1 maat
- 
- Autoclave jusqu'à 134°
  - one size

