

# Clear X & intra-oral scanner



## Shape-shifting aligner

1 aligner = 2

CLEAR X

## THE EVOLUTION IN TEETH-ALIGNMENT



\* Including MotionViewer Premium Plus Video Treatment Plan!

Unlimited modifications



### TOUCH

0 3 6 12 12+

Under 3 months treatment for correction of a small number of malocclusions and minor relapses from previous orthodontic treatments.

Single and double arches  
1 free refinement  
Upper and lower retainers  
Straight cut trimline  
Template and laser mark  
Remake upon request  
Includes booster and app  
1 aligner = 2 weeks



### SMART

0 3 6 12 12+

Between 3 and up to 6 months treatment for correction of a small number of conditions and minor malocclusions.

Single and double arches  
2 free refinements  
Upper and lower retainers  
Straight cut trimline  
Template and laser mark  
Remake upon request  
Includes booster and app  
1 aligner = 2 weeks



### POWER

0 3 6 12 12+

Between 6 and up to 12 months treatment for mild cases with correction of a moderate number of conditions.

Single and double arches  
3 free refinements  
Upper and lower retainers  
Straight cut trimline  
Template and laser mark  
Remake upon request  
Includes booster and app  
1 aligner = 2 weeks



### INFINITY

0 3 6 12 12+

Over 12 months treatment for moderate to complex cases, with unlimited aligners for a period of 5 years or 180 days after ordering the end-of-treatment retainers.

Single and double arches  
Unlimited refinements  
Upper and lower retainers  
Straight cut trimline  
Template and laser mark  
Remake upon request  
Includes booster and app  
1 aligner = 2 weeks



## Portable Dental 3D Digital Intraoral Scanner Color Scanning 3D High Resolution



- Ergonomische afmetingen en gewicht. Scanner afmeting 240mm(L) x39.8mm(B)x 57mm(H).
- Gewicht 350g, afmeting scannertip 18.5mm(H)x19mm(W). Geschikt voor zowel kinderen als volwassen patiënten
- Poedervrij
- Chromoscan, Gekleurde scans die de ware tandheelkundige situatie in vivo en in real-time weergeeft
- Zeer nauwkeurig en snel scannen ongeveer  $\leq 3$  minuten
- Afneembare scannertip autoclaveerbaar tussen 121°C en 134°C
- Analyse van occlusierelaties
- Open en progressief systeem
- Gratis updates
- Geen jaarlijkse fee, enkel eenmalige aankoopprijs
- Compatibel met Clear X en andere aligner systemen

- Dimensions et poids ergonomiques, 240mm(L)x39.8mm(W) x57mm(H), Poids 350g, taille embout du scanner 18.5mm(H)x19mm(W)
- Convient aux enfants et aux adultes
- Sans poudre
- Chromoscan Scans colorés représentant la véritable situation dentaire en vivo et en temps réel
- Numérisation très précise et rapide environ  $\leq 3$  minutes.
- Embout amovible du scanner, autoclavable entre 121°C et 134°C
- Analyse des relations d'occlusion
- Système ouvert et progressif
- Mises à jour gratuites
- Pas de frais annuels, seulement un prix d'achat unique
- Compatible avec Clear X et d'autres systèmes d'alignement.

### Toepassingen voor verschillende tandheelkundige behandelingen Restauratieve tandheelkunde, Implantologie en Orthodontie

### Applications pour différents traitements dentaires Dentisterie restauratrice, Implantologie et Orthodontie



### Portable digitalized orthodontics treatment workflow



1.  
Intraoral data acquisition




2.  
Design



3.  
3D model printing



4.  
Compression molding of aligners



5.  
Completion



6.  
Try-on

